

吸入薬一覧(デバイス別) 2023.1作成

ICS : 吸入用ステロイド薬








LABA : 長時間作用性β2刺激薬

SABA : 短時間作用性β2刺激薬

LAMA : 長時間作用性抗コリン薬

SAMA : 短時間作用性抗コリン薬

*吸気流速値は統一した測定法で得たものでなく参考値であり、デバイス間で比較するものではない

	ICS	LABA	(メーカー確認)					
ディスクヘラー	 <p>気管支喘息</p> <p>製造中止</p>	 <p>気管支喘息 COPD</p> <p>GSK</p>						
	<p>フルタイド</p> <p>50・100・200ロタディスク (フルチカゾンプロピオン酸エステル)</p>	<p>セレベント</p> <p>25・50ロタディスク (サルメテロールキシナホ酸塩)</p>						
スイングヘラー	<p>SABA</p>  <p>大塚製薬</p>							
	<p>メプチン</p> <p>スイングヘラー10μg吸入100回 (プロカテロール塩酸塩水和物)</p>							
ジェエエア	<p>LAMA</p> <p>COPD</p>  <p>杏林</p>							
	<p>エクリラ</p> <p>400μgジェエエア30吸入用/60吸入用 (アクリジニウム臭化物)</p>	<p>商品名 (乳糖)</p> <p>フルタイド ディスクヘラー (入り)</p>	<p>容器見本 練習用吸入器 (乳糖)</p> <p>○ (入り)</p>	<p>トレーナ (笛)</p> <p>×</p>	<p>補助器具</p> <p>×</p>	<p>カウンター ロック機能</p> <p>×</p>	<p>*必要な吸気流速 (L/min)</p> <p>60</p>	
		<p>セレベント ディスクヘラー (入り)</p>	<p>○ (入り)</p>	<p>×</p>	<p>×</p>	<p>×</p>		
			<p>メプチン (入り)</p>	<p>○ (入り)</p>	<p>○</p>	<p>×</p>	<p>○ ボタンが 押せない</p>	<p>20</p>
			<p>エクリラ (入り)</p>	<p>○ (なし)</p>	<p>×</p>	<p>×</p>	<p>○ ボタンが 押せない</p>	<p>45</p>
		<p>フルタイド ディスク (入り)</p>	<p>△ 提供終了 (入り)</p>	<p>○</p>	<p>×</p>	<p>×</p>	<p>30</p>	
		<p>セレベント ディスク (入り)</p>	<p>△ 提供終了 (入り)</p>	<p>○</p>	<p>×</p>	<p>×</p>		
		<p>アドエア ディスク (入り)</p>	<p>△ 提供終了 (入り)</p>	<p>○</p>	<p>×</p>	<p>×</p>		
ディスクス	<p>ICS</p> <p>気管支喘息</p>  <p>GSK</p>	<p>LABA</p> <p>気管支喘息 COPD</p>  <p>GSK</p>	<p>ICS・LABA 配合剤</p> <p>気管支喘息 COPD (250)</p>  <p>気管支喘息 (100) (500)</p> <p>GSK</p>					
	<p>フルタイド</p> <p>50・100・200ディスクス (フルチカゾンプロピオン酸エステル)</p>	<p>セレベント</p> <p>50ディスクス (サルメテロールキシナホ酸塩)</p>	<p>アドエア</p> <p>100・250・500ディスクス28吸入/60吸入 用 (サルメテロールキシナホ酸塩/ フルチカゾンプロピオン酸エステル)</p>					

※商標登録®は全て省略した(メーカーへ写真使用許可済み)

吸入薬一覧(デバイス別) 2023.1作成

ICS : 吸入用ステロイド薬
 LABA : 長時間作用性β2刺激薬 SABA : 短時間作用性β2刺激薬
 LAMA : 長時間作用性抗コリン薬 SAMA : 短時間作用性抗コリン薬

*吸気流速値は統一した測定法で得たものでなく参考値であり、デバイス間で比較するものではない

	ICS		LAMA		ICS・LABA 配合剤		LABA・LAMA 配合剤																																								
	エリプタ		気管支喘息		COPD		気管支喘息 COPD (100)		気管支喘息 COPD (200)																																						
GSK		GSK		GSK		GSK																																									
アニュイティ 100・200エリプタ30吸入用 (フルチカゾンフランカルボン酸エステル)		エンクラッセ 62.5μgエリプタ7吸入用/30吸入用 (ウメクリジニウム臭化物)		レルベア 100・200エリプタ14吸入/30吸入用 (ピランテロールトリフェニル酢酸塩/ フルチカゾンフランカルボン酸エステル)		アノーロ エリプタ7吸入用 (ウメクリジニウム臭化物/ ピランテロールトリフェニル酢酸塩)																																									
ICS・LABA・LAMA 配合剤				(メーカー確認)																																											
ツイストヘラー		気管支喘息 COPD (100)																																													
	GSK																																														
	テリルジー 100エリプタ14/30吸入用 (フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ ウメクリジニウム臭化/ ピランテロールトリフェニル酢酸塩)																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名 (乳糖)</th> <th>容器見本 練習用吸入器 (乳糖)</th> <th>トレーナー (笛)</th> <th>補助器具</th> <th>カウンター ロック機能</th> <th>*必要な吸気流速 (L/min)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アニュイティ (入り)</td> <td>○ (入り)</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> <td rowspan="5">30 ~ 36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エンクラッセ (入り)</td> <td>○ (入り)</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>レルベア (入り)</td> <td>○ (入り)</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>アノーロ (入り)</td> <td>○ (入り)</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>テリルジー (入り)</td> <td>○ (入り)</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table>						商品名 (乳糖)	容器見本 練習用吸入器 (乳糖)	トレーナー (笛)	補助器具	カウンター ロック機能	*必要な吸気流速 (L/min)		アニュイティ (入り)	○ (入り)	○	×	×	30 ~ 36		エンクラッセ (入り)	○ (入り)	○	×	×	レルベア (入り)	○ (入り)	○	×	×	アノーロ (入り)	○ (入り)	○	×	×	テリルジー (入り)	○ (入り)	○	×	×					
	商品名 (乳糖)	容器見本 練習用吸入器 (乳糖)	トレーナー (笛)	補助器具	カウンター ロック機能	*必要な吸気流速 (L/min)																																									
	アニュイティ (入り)	○ (入り)	○	×	×	30 ~ 36																																									
エンクラッセ (入り)	○ (入り)	○	×	×																																											
レルベア (入り)	○ (入り)	○	×	×																																											
アノーロ (入り)	○ (入り)	○	×	×																																											
テリルジー (入り)	○ (入り)	○	×	×																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名 (乳糖)</th> <th>容器見本 練習用吸入器 (乳糖)</th> <th>トレーナー (笛)</th> <th>補助器具</th> <th>カウンター ロック機能</th> <th>*必要な吸気流速 (L/min)</th> <th>空回し (開封時)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アズマネックス (入り)</td> <td>提供終了</td> <td>○ 提供開始</td> <td>×</td> <td>○ キャップが 外れない</td> <td>20</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>パルミコート (添加剤なし)</td> <td>提供終了 (添加剤なし)</td> <td>○</td> <td>○ グリップサポーター</td> <td>×</td> <td rowspan="3">30 ~ 35</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>オーキ西斯 (入り)</td> <td>提供終了 (なし)</td> <td>○</td> <td>○ グリップサポーター</td> <td>×</td> <td>3回半</td> </tr> <tr> <td>シムピコート (入り)</td> <td>○ (なし)</td> <td>○</td> <td>○ グリップサポーター</td> <td>×</td> <td>3回半</td> </tr> <tr> <td>ブデホル(後発品) (入り)</td> <td>○ (なし)</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>40</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>						商品名 (乳糖)	容器見本 練習用吸入器 (乳糖)	トレーナー (笛)	補助器具	カウンター ロック機能	*必要な吸気流速 (L/min)	空回し (開封時)	アズマネックス (入り)	提供終了	○ 提供開始	×	○ キャップが 外れない	20	-	パルミコート (添加剤なし)	提供終了 (添加剤なし)	○	○ グリップサポーター	×	30 ~ 35	3	オーキ西斯 (入り)	提供終了 (なし)	○	○ グリップサポーター	×	3回半	シムピコート (入り)	○ (なし)	○	○ グリップサポーター	×	3回半	ブデホル(後発品) (入り)	○ (なし)	○	×	×	40	4
商品名 (乳糖)	容器見本 練習用吸入器 (乳糖)	トレーナー (笛)	補助器具	カウンター ロック機能	*必要な吸気流速 (L/min)	空回し (開封時)																																									
アズマネックス (入り)	提供終了	○ 提供開始	×	○ キャップが 外れない	20	-																																									
パルミコート (添加剤なし)	提供終了 (添加剤なし)	○	○ グリップサポーター	×	30 ~ 35	3																																									
オーキ西斯 (入り)	提供終了 (なし)	○	○ グリップサポーター	×		3回半																																									
シムピコート (入り)	○ (なし)	○	○ グリップサポーター	×		3回半																																									
ブデホル(後発品) (入り)	○ (なし)	○	×	×	40	4																																									
タービュハイラー	ICS		LABA		ICS・LABA 配合剤		ICS・LABA 配合剤																																								
		気管支喘息		COPD		気管支喘息 COPD		気管支喘息 COPD																																							
	アストラゼネカ		アストラゼネカ Meiji Seika ファルマ		アストラゼネカ		JG MYL ニプロ																																								
	パルミコート 100μgタービュハイラー-112吸入 200μgタービュハイラー-56吸入/112吸入 (ブデソニド)		オーキ西斯 9μgタービュハイラー-28吸入/60吸入 (ホルモテロールフマル酸塩水和物)		シムピコート タービュハイラー-30吸入/60吸入 (ブデソニド/ ホルモテロールフマル酸塩水和物)		ブデホル(後発品) 吸入粉末剤30吸入/60吸入 (ブデソニド/ ホルモテロールフマル酸塩水和物)																																								

※商標登録®は全て省略した(メーカーへ写真使用許可済み)

吸入薬一覧(デバイス別) 2023.1作成

ICS : 吸入用ステロイド薬
 LABA : 長時間作用性β2刺激薬 SABA : 短時間作用性β2刺激薬
 LAMA : 長時間作用性抗コリン薬 SAMA : 短時間作用性抗コリン薬

*吸気流速値は統一した測定法で得たものでなく参考値であり、デバイス間で比較するものではない

デバイス別	LAMA		(メーカー確認)					
	商品名 (乳糖)		容器見本 練習用吸入器 (乳糖)	トレーナー (笛)	補助器具	カウンターロ ック機能	吸気流速 (L/min)	
ハンディヘラー	ハンディヘラー COPD ハーリンガー 吸入用カプセル18μg (チオトロピウム臭化物水和物)		(メーカー確認)					
	スピリーバ 吸入用カプセル18μg (チオトロピウム臭化物水和物)		(メーカー確認)					
ブリーズヘラー	LABA COPD ノバルティス		LAMA COPD ノバルティス		ICS・LABA・LAMA 配合剤		(メーカー確認)	
	オンプレス 吸入用カプセル150μg (インダカテロールマレイン酸塩)		シープリ 吸入用カプセル50μg (グリコピロニウム臭化物)		ウルティプロ 吸入用カプセル (グリコピロニウム臭化物/ インダカテロールマレイン酸塩)		アテキュラ 吸入用カプセル (低・中・高用量) (モメタソンフランカルボン酸エステル/ インダカテロール酢酸塩)	
	LABA・LAMA 配合剤		ICS・LABA 配合剤		ICS・LABA・LAMA 配合剤		エナジア 吸入用カプセル (中・高用量) (モメタソンフランカルボン酸エステル/ グリコピロニウム臭化物/インダカテロール酢酸塩)	
	ウルティプロ 吸入用カプセル (グリコピロニウム臭化物/ インダカテロールマレイン酸塩)		アテキュラ 吸入用カプセル (低・中・高用量) (モメタソンフランカルボン酸エステル/ インダカテロール酢酸塩)		エナジア 吸入用カプセル (中・高用量) (モメタソンフランカルボン酸エステル/ グリコピロニウム臭化物/インダカテロール酢酸塩)		(メーカー確認)	
	LABA 気管支喘息 COPD ハーリンガー		LABA・LAMA 配合剤 COPD ハーリンガー		スピリーバ レスピマツト28吸入/60吸入 (チオトロピウム臭化物水和物/ オロダテロール塩酸塩)		スピオルト レスピマツト28吸入/60吸入 (チオトロピウム臭化物水和物/ オロダテロール塩酸塩)	
	スピリーバ 1.25・2.5μgレスピマツト60吸入 (チオトロピウム臭化物水和物)		スピオルト レスピマツト28吸入/60吸入 (チオトロピウム臭化物水和物/ オロダテロール塩酸塩)		スピオルト レスピマツト (なし)		スピオルト レスピマツト (なし)	
エアロスフィア	LABA・LAMA 配合剤		ICS・LAMA・LABA 配合剤		ピバスピ エアロスフィア28吸入/120吸入 (グリコピロニウム臭化物/ ホルモテロールフルマル酸塩水和物)		ピレーストリ エアロスフィア56吸入/120吸入 (ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ ホルモテロールフルマル酸塩水和物)	
	LABA・LAMA 配合剤		ICS・LAMA・LABA 配合剤		ピバスピ エアロスフィア28吸入/120吸入 (グリコピロニウム臭化物/ ホルモテロールフルマル酸塩水和物)		ピレーストリ エアロスフィア56吸入/120吸入 (ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ ホルモテロールフルマル酸塩水和物)	
	LABA・LAMA 配合剤		ICS・LAMA・LABA 配合剤		ピバスピ エアロスフィア28吸入/120吸入 (グリコピロニウム臭化物/ ホルモテロールフルマル酸塩水和物)		ピレーストリ エアロスフィア56吸入/120吸入 (ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ ホルモテロールフルマル酸塩水和物)	

※商標登録®は全て省略した(メーカーへ写真使用許可済み)

吸入薬一覧(デバイス別) 2023.1作成

ICS : 吸入用ステロイド薬

LABA : 長時間作用性β2刺激薬

SABA : 短時間作用性β2刺激薬

LAMA : 長時間作用性抗コリン薬

SAMA : 短時間作用性抗コリン薬

エアロソール

ICS		抗アレルギー薬																																																																				
 <p>気管支喘息 帝人ファーマ</p>	 <p>気管支喘息 大日本住友</p>	 <p>気管支喘息 GSK</p>	 <p>気管支喘息 サノフィ</p>																																																																			
<p>オルベスコ 50μgｲﾝﾊｰ-112吸入 200μgｲﾝﾊｰ-56吸入用 100μgｲﾝﾊｰ-56吸入用/112吸入用 (シクレソニド)</p>	<p>キュバル 50・100エアソール (ベクロメタゾンプロピオン酸エステル)</p>	<p>フルタイド 50エアソール120吸入用 100エアソール60吸入用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル)</p>	<p>インタール エアロソール1mg (クロモグリク酸ナトリウム)</p>																																																																			
ICS・LABA 配合剤		(メーカー確認)																																																																				
 <p>気管支喘息 COPD (125) GSK</p>	 <p>気管支喘息 (50) (250) 杏林</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名 (無水ｲﾝﾊｰﾙ)</th> <th>容器見本 練習用吸入器 (無水ｲﾝﾊｰﾙ)</th> <th>補助器具</th> <th>エアロチャン パープラス</th> <th>カウンター</th> <th>試し噴霧 (開封時)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オルベスコ (入り)</td> <td>○ (入り)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>× ピヨスケ</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>キュバル (入り)</td> <td>○ (入り)</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>× 量スケくん</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>フルタイド (なし)</td> <td>○ (なし)</td> <td>○ ヘラーエイド</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>インタール (なし)</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>アドエア (なし)</td> <td>○ (なし)</td> <td>○ ヘラーエイド</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>フルティフォーム (入り)</td> <td>○(※提供開始) (入り)</td> <td>○ フルブッシュ</td> <td>○</td> <td>○ 目盛り</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>アトロベント (入り)</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>サルタノール (なし)</td> <td>○ (なし)</td> <td>○ ヘラーエイド</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>パロテック (入り)</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>振って確認 2</td> </tr> <tr> <td>メブチン (入り)</td> <td>○ (入り)</td> <td>○ メップレップ</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	商品名 (無水ｲﾝﾊｰﾙ)	容器見本 練習用吸入器 (無水ｲﾝﾊｰﾙ)	補助器具	エアロチャン パープラス	カウンター	試し噴霧 (開封時)	オルベスコ (入り)	○ (入り)	○	○	× ピヨスケ	3	キュバル (入り)	○ (入り)	×	○	× 量スケくん	2	フルタイド (なし)	○ (なし)	○ ヘラーエイド	○	×	-	インタール (なし)	×	○	○	×	4	アドエア (なし)	○ (なし)	○ ヘラーエイド	○	○	4	フルティフォーム (入り)	○(※提供開始) (入り)	○ フルブッシュ	○	○ 目盛り	4	アトロベント (入り)	×	×	×	×	2	サルタノール (なし)	○ (なし)	○ ヘラーエイド	○	×	-	パロテック (入り)	×	×	○	×	振って確認 2	メブチン (入り)	○ (入り)	○ メップレップ	○	○	2	<p>アドエア 50・125・250エアソール120吸入 (サルメテロールキシナホ酸塩/ フルチカゾンプロピオン酸エステル)</p>	<p>フルティフォーム 50・125エアソール56吸入/120吸入用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル/ ホルモテロールフマル酸塩水和物)</p>
商品名 (無水ｲﾝﾊｰﾙ)	容器見本 練習用吸入器 (無水ｲﾝﾊｰﾙ)	補助器具	エアロチャン パープラス	カウンター	試し噴霧 (開封時)																																																																	
オルベスコ (入り)	○ (入り)	○	○	× ピヨスケ	3																																																																	
キュバル (入り)	○ (入り)	×	○	× 量スケくん	2																																																																	
フルタイド (なし)	○ (なし)	○ ヘラーエイド	○	×	-																																																																	
インタール (なし)	×	○	○	×	4																																																																	
アドエア (なし)	○ (なし)	○ ヘラーエイド	○	○	4																																																																	
フルティフォーム (入り)	○(※提供開始) (入り)	○ フルブッシュ	○	○ 目盛り	4																																																																	
アトロベント (入り)	×	×	×	×	2																																																																	
サルタノール (なし)	○ (なし)	○ ヘラーエイド	○	×	-																																																																	
パロテック (入り)	×	×	○	×	振って確認 2																																																																	
メブチン (入り)	○ (入り)	○ メップレップ	○	○	2																																																																	
SAMA																																																																						
 <p>帝人ファーマ</p>																																																																						
<p>アトロベント エアロソール20μg (イプラトロピウム臭化物水和物)</p>																																																																						
SABA																																																																						
 <p>GSK</p>	 <p>ベーリンガー</p>	 <p>大塚製薬</p>	 <p>大塚製薬</p>																																																																			
<p>サルタノール ｲﾝﾊｰ100μg (サルブタモール)</p>	<p>パロテック エアロソール100 (フェネテロール臭化水素酸塩)</p>	<p>メブチン エア-10μg吸入100回 (プロカテロール塩酸塩水和物)</p>	<p>メブチンキッド エア-5μg吸入100回 (プロカテロール塩酸塩水和物)</p>																																																																			

※商標登録®は全て省略した(メーカーへ写真使用許可済み)