

吸入薬一覧(デバイス別) 2020.08作成

ICS : 吸入用ステロイド薬
















LAMA : 長時間作用性抗コリン薬

SAMA : 短時間作用性抗コリン薬

LABA : 長時間作用性β2刺激薬

SABA : 短時間作用性β2刺激薬

*吸気流速値は統一した測定法で得たものでなく参考値であり、デバイス間で比較するものではない

ディスクヘラー	LABA	ICS																																																																		
	 セレベント 25・50ロタディスク (サルメテロールキシナホ酸塩)	 フルタイド 50・100・200ロタディスク (フルチカゾンプロピオン酸エステル)																																																																		
スイングヘラー	SABA	(メーカー確認)																																																																		
	 メブチン スイングヘラー10μg吸入100回 (プロカテロール塩酸塩水和物)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名</th> <th>容器見本 練習用吸入器</th> <th>トレーナ (笛)</th> <th>補助具</th> <th>カウンター ロック機能</th> <th>*必要な吸気流速 (L/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>セレベント ディスクヘラー</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td rowspan="2">60</td> </tr> <tr> <td>フルタイド ディスクヘラー</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>メブチン</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>○ ボタンが 押せない</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>エクリラ</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>○ ボタンが 押せない</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ジェヌエア</td> <td>LAMA</td> <td colspan="4"></td> <td rowspan="3">30</td> </tr> <tr> <td>  エクリラ 400μgジェヌエア30吸入用/60吸入用 (アクリジニウム臭化物) </td> <td>アドエア ディスク</td> <td>セレベント ディスク</td> <td>フルタイド ディスク</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ディスクス</td> <td>ICS・LABA 配合剤</td> <td>LABA</td> <td>ICS</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>  アドエア 100・250・500ディスクス28吸入/60吸入用 (サルメテロールキシナホ酸塩/ フルチカゾンプロピオン酸エステル) </td> <td>  セレベント 50ディスクス (サルメテロールキシナホ酸塩) </td> <td>  フルタイド 50・100・200ディスクス (フルチカゾンプロピオン酸エステル) </td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody></table>					商品名	容器見本 練習用吸入器	トレーナ (笛)	補助具	カウンター ロック機能	*必要な吸気流速 (L/min)	セレベント ディスクヘラー	○	×	×	×	60	フルタイド ディスクヘラー	○	×	×	×	メブチン	○	○	×	○ ボタンが 押せない	20	エクリラ	○	×	×	○ ボタンが 押せない	45	ジェヌエア	LAMA					30	 エクリラ 400μgジェヌエア30吸入用/60吸入用 (アクリジニウム臭化物)	アドエア ディスク	セレベント ディスク	フルタイド ディスク		○	○	×	×	ディスクス	ICS・LABA 配合剤	LABA	ICS				 アドエア 100・250・500ディスクス28吸入/60吸入用 (サルメテロールキシナホ酸塩/ フルチカゾンプロピオン酸エステル)	 セレベント 50ディスクス (サルメテロールキシナホ酸塩)	 フルタイド 50・100・200ディスクス (フルチカゾンプロピオン酸エステル)					○	○	×
商品名	容器見本 練習用吸入器	トレーナ (笛)	補助具	カウンター ロック機能	*必要な吸気流速 (L/min)																																																															
セレベント ディスクヘラー	○	×	×	×	60																																																															
フルタイド ディスクヘラー	○	×	×	×																																																																
メブチン	○	○	×	○ ボタンが 押せない	20																																																															
エクリラ	○	×	×	○ ボタンが 押せない	45																																																															
ジェヌエア	LAMA					30																																																														
	 エクリラ 400μgジェヌエア30吸入用/60吸入用 (アクリジニウム臭化物)	アドエア ディスク	セレベント ディスク	フルタイド ディスク																																																																
		○	○	×	×																																																															
ディスクス	ICS・LABA 配合剤	LABA	ICS																																																																	
	 アドエア 100・250・500ディスクス28吸入/60吸入用 (サルメテロールキシナホ酸塩/ フルチカゾンプロピオン酸エステル)	 セレベント 50ディスクス (サルメテロールキシナホ酸塩)	 フルタイド 50・100・200ディスクス (フルチカゾンプロピオン酸エステル)																																																																	
		○	○	×	×																																																															

吸入薬一覧(デバイス別) 2020.08作成

ICS : 吸入用ステロイド薬

LAMA : 長時間作用性抗コリン薬

SAMA : 短時間作用性抗コリン薬

LABA : 長時間作用性β2刺激薬

SABA : 短時間作用性β2刺激薬

*吸気流速値は統一した測定法で得たものでなく参考値であり、デバイス間で比較するものではない

	ICS	LAMA・LABA 配合剤	LAMA	ICS・LAMA・LABA 配合剤																																										
エリプタ	 GSK	 GSK	 GSK	 GSK																																										
	アニイティ 100・200エリプタ30吸入用 (フルチカゾンフランカルボン酸エステル)	アノーロ エリプタ7吸入用 (ウメクリジニウム臭化物/ ピランテロールトリフェニル酢酸塩)	エンクラッセ 62.5μgエリプタ7吸入用/30吸入用 (ウメクリジニウム臭化物)	テリルジー 100エリプタ14/30吸入用 (フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ ウメクリジニウム臭化/ ピランテロールトリフェニル酢酸塩)																																										
	ICS・LABA 配合剤	(メーカー確認)																																												
	 GSK	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名</th> <th>容器見本 練習用吸入器</th> <th>トレーナー (笛)</th> <th>補助具</th> <th>カウンター ロック機能</th> <th>*必要な吸気流速 (L/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アニイティ</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> <td rowspan="5">30 ~ 36</td> </tr> <tr> <td>アノーロ</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>エンクラッセ</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>テリルジー</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>レルペア</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table>				商品名	容器見本 練習用吸入器	トレーナー (笛)	補助具	カウンター ロック機能	*必要な吸気流速 (L/min)	アニイティ	○	○	×	×	30 ~ 36	アノーロ	○	○	×	×	エンクラッセ	○	○	×	×	テリルジー	○	○	×	×	レルペア	○	○	×	×									
商品名	容器見本 練習用吸入器	トレーナー (笛)	補助具	カウンター ロック機能	*必要な吸気流速 (L/min)																																									
アニイティ	○	○	×	×	30 ~ 36																																									
アノーロ	○	○	×	×																																										
エンクラッセ	○	○	×	×																																										
テリルジー	○	○	×	×																																										
レルペア	○	○	×	×																																										
レルペア 100・200エリプタ14吸入/30吸入用 (ピランテロールトリフェニル酢酸塩/ フルチカゾンフランカルボン酸エステル)																																														
ツイストハラー	ICS																																													
	 MSD																																													
	アズマネックス ツイストハラー100μg・200μg60吸入 (モメタゾンフランカルボン酸エステル)																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名</th> <th>容器見本 練習用吸入器</th> <th>トレーナー (笛)</th> <th>補助具</th> <th>カウンター ロック機能</th> <th>*必要な吸気流速 (L/min)</th> <th>空回し (開封時)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オーキシス</td> <td>提供終了</td> <td>○</td> <td>○ グリップサポーター</td> <td>×</td> <td rowspan="3">30 ~ 35</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>シムピコート</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○ グリップサポーター</td> <td>×</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>パルミコート</td> <td>提供終了</td> <td>○</td> <td>○ グリップサポーター</td> <td>×</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ブデホル(後発品)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>40</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>アズマネックス</td> <td>提供終了</td> <td>提供終了</td> <td>×</td> <td>○ キャップが 外れない</td> <td>20</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				商品名	容器見本 練習用吸入器	トレーナー (笛)	補助具	カウンター ロック機能	*必要な吸気流速 (L/min)	空回し (開封時)	オーキシス	提供終了	○	○ グリップサポーター	×	30 ~ 35	3	シムピコート	○	○	○ グリップサポーター	×	3	パルミコート	提供終了	○	○ グリップサポーター	×	2	ブデホル(後発品)	○	○	×	×	40	4	アズマネックス	提供終了	提供終了	×	○ キャップが 外れない	20	-
	商品名	容器見本 練習用吸入器	トレーナー (笛)	補助具	カウンター ロック機能	*必要な吸気流速 (L/min)	空回し (開封時)																																							
オーキシス	提供終了	○	○ グリップサポーター	×	30 ~ 35	3																																								
シムピコート	○	○	○ グリップサポーター	×		3																																								
パルミコート	提供終了	○	○ グリップサポーター	×		2																																								
ブデホル(後発品)	○	○	×	×	40	4																																								
アズマネックス	提供終了	提供終了	×	○ キャップが 外れない	20	-																																								
LABA	ICS・LABA 配合剤	ICS	ICS・LABA 配合剤																																											
 アストラゼネカ Meiji Seika ファルマ	 アストラゼネカ	 アストラゼネカ	 JG																																											
オーキシス 9μgタービュハイラー (ホルモテロールフマル酸塩水和物)	シムピコート タービュハイラー30吸入/60吸入 (ブデソニド/ ホルモテロールフマル酸塩水和物)	パルミコート 100μgタービュハイラー112吸入 200μgタービュハイラー56吸入/112吸入 (ブデソニド)	ブデホル(後発品) 吸入粉末剤30吸入/60吸入 (ブデソニド/ ホルモテロールフマル酸塩水和物)																																											
タービュハイラー																																														

吸入薬一覧(デバイス別) 2020.08作成

ICS : 吸入用ステロイド薬





LAMA : 長時間作用性抗コリン薬

SAMA : 短時間作用性抗コリン薬

LABA : 長時間作用性β2刺激薬

SABA : 短時間作用性β2刺激薬

*吸気流速値は統一した測定法で得たものでなく参考値であり、デバイス間で比較するものではない

デバイス	LAMA		(メーカー確認)											
	商品名	容器見本 練習用吸入器	トレーナー (笛)	補助具	カウンターロック機能	吸気流速 (L/min)								
ハンディヘラー	 ハンディヘラー ベーリンガー スピリーバ 吸入用カプセル18µg (チオトロピウム臭化物水和物)						20							
						50								
ブリーズヘラー	ICS・LABA 配合剤		ICS・LAMA・LABA 配合剤											
	 ノバルティス		 ノバルティス											
	アテキュラ 吸入用カプセル (モメタソンフランカルボン酸エステル/ インダカテロール酢酸塩)		エナジア 吸入用カプセル (モメタソンフランカルボン酸エステル/ グリコピロニウム臭化物/インダカテロール酢酸塩)											
	LAMA・LABA 配合剤		LABA		LAMA									
	 ノバルティス		 ノバルティス		 ノバルティス									
	ウルティプロ 吸入用カプセル (グリコピロニウム臭化物/ インダカテロールマレイン酸塩)		オンブレス 吸入用カプセル150µg (インダカテロールマレイン酸塩)		シープリ 吸入用カプセル50µg (グリコピロニウム臭化物)									
レスピマット	LAMA・LABA 配合剤		LAMA											
	 ベーリンガー		 ベーリンガー											
スピオルト レスピマット28吸入/60吸入 (チオトロピウム臭化物水和物/ オダテロール塩酸塩)		スピリーバ 1.25・2.5µgレスピマット60吸入 (チオトロピウム臭化物水和物)												
エアロスフィア	LAMA・LABA 配合剤		ICS・LAMA・LABA 配合剤											
	 アストラゼネカ		 アストラゼネカ											
ビバスベ エアロスフィア28吸入 (グリコピロニウム臭化物/ ホルモテロールフルマール酸塩水和物)		ビレーズトリ エアロスフィア56吸入 (ブテソニド/グリコピロニウム臭化物/ ホルモテロールフルマール酸塩水和物)												
								(メーカー確認)						
								商品名	容器見本 練習用吸入器	補助具	エアロチャン パーラス	カウンター ロック機能	*必要な吸気流速 (L/min)	試し噴霧 (開封時)
								スピオルト レスピマット	0 (笛あり)	0 回転君	0	0 回らなくなる	15	4
								スピリーバ レスピマット	0 (笛あり)	0 回転君	0	0 回らなくなる		4
								ビバスベ	0	0 ブッリガ* -カ-	0	X	pMDIは デ-カ なし	4
								ビレーズトリ	0	0 ブッリガ* -カ-	0	X		4

吸入薬一覧(デバイス別) 2020.08作成

ICS : 吸入用ステロイド薬

LAMA : 長時間作用性抗コリン薬

SAMA : 短時間作用性抗コリン薬

LABA : 長時間作用性β2刺激薬

SABA : 短時間作用性β2刺激薬

ICS		抗アレルギー薬																																																																			
 帝人ファーマ	 大日本住友	 GSK	 サノフィ																																																																		
オルベスコ 50μg/112吸入 200μg/112吸入 100μg/112吸入/56吸入用 (シクレソニド)	キュバール 50・100エアソール (ベクロメタゾンプロピオン酸エステル)	フルタイド 50エアソール120吸入用 100エアソール60吸入用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル)	インタール エアロソール1mg (クロモグリク酸ナトリウム)																																																																		
ICS・LABA 配合剤		(メーカー確認)																																																																			
 GSK	 杏林	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名</th> <th>容器見本 練習用吸入器</th> <th>補助具</th> <th>エアロチャン パープラス</th> <th>カウンター</th> <th>試し噴霧 (開封時)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オルベスコ</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>× ピヨスケ</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>キュバール</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>× 量スケくん</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>フルタイド</td> <td>○</td> <td>○ ヘラーエイド</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>インタール</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>アドエア</td> <td>○</td> <td>○ ヘラーエイド</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>フルティフォーム</td> <td>○</td> <td>○ フルブッシュ</td> <td>○</td> <td>○ 目盛り</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>アトロベント</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>サルタノール</td> <td>○</td> <td>○ ヘラーエイド</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ベロテック</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>× 振って確認</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>メプチン</td> <td>○</td> <td>○ メップレップ</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		商品名	容器見本 練習用吸入器	補助具	エアロチャン パープラス	カウンター	試し噴霧 (開封時)	オルベスコ	○	○	○	× ピヨスケ	3	キュバール	○	×	○	× 量スケくん	2	フルタイド	○	○ ヘラーエイド	○	×	-	インタール	×	○	○	×	4	アドエア	○	○ ヘラーエイド	○	○	4	フルティフォーム	○	○ フルブッシュ	○	○ 目盛り	4	アトロベント	×	×	×	×	2	サルタノール	○	○ ヘラーエイド	○	×	-	ベロテック	×	×	○	× 振って確認	2	メプチン	○	○ メップレップ	○	○	2
商品名	容器見本 練習用吸入器	補助具	エアロチャン パープラス	カウンター	試し噴霧 (開封時)																																																																
オルベスコ	○	○	○	× ピヨスケ	3																																																																
キュバール	○	×	○	× 量スケくん	2																																																																
フルタイド	○	○ ヘラーエイド	○	×	-																																																																
インタール	×	○	○	×	4																																																																
アドエア	○	○ ヘラーエイド	○	○	4																																																																
フルティフォーム	○	○ フルブッシュ	○	○ 目盛り	4																																																																
アトロベント	×	×	×	×	2																																																																
サルタノール	○	○ ヘラーエイド	○	×	-																																																																
ベロテック	×	×	○	× 振って確認	2																																																																
メプチン	○	○ メップレップ	○	○	2																																																																
アドエア 50・125・250エアソール120吸入 (サルメテロールキシナホ酸塩/ フルチカゾンプロピオン酸エステル)	フルティフォーム 50・125エアソール56吸入/120吸入用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル/ ホルモテロールフマル酸塩水和物)																																																																				
SAMA																																																																					
 帝人ファーマ																																																																					
アトロベント エアロソール20μg (イプラトロピウム臭化物水和物)																																																																					
SABA																																																																					
 GSK	 ベーリンガー	 大塚製薬	 大塚製薬																																																																		
サルタノール インヘラー100μg (サルブタモール)	ベロテック エアロソール100 (フェノテロール臭化水素酸塩)	メプチン エア-10μg吸入100回 (プロカテロール塩酸塩水和物)	メプチンキット エア-5μg吸入100回 (プロカテロール塩酸塩水和物)																																																																		

エアソール